

# PODUSZKA MASUJĄCA SHIATSU



AG127H

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wysokiej jakości poduszka do masażu doskonale imitująca japońską technikę masażu kciukiem - Shiatsu.

### Cechy produktu:

- Zrelaksuj się i pozbydź się uczucia napięcia oraz stresu i zmęczenia!
- Korzystaj z masażera codziennie, a zyskasz świetne samopoczucie i świeżość całego organizmu!
- Masażer posiada 2 obrotowe główce masujące, wyposażone w aż 4 (kule) punkty masujące o anatomicznych kształtach oraz umożliwia zmianę kierunku obrotu głowic.
- Te fantastyczne urządzenie zapewni Ci kompleksowy masaż i redukcję napięcia każdej partii Twojego ciała!
- Sekret wysokiej skuteczności masażera tkwi w kształcie głowic i punktów masujących, które inspirowane są kształtem kciuka i japońską techniką masażu Shiatsu!
- Symetrycznie rozmieszczone dwie główce masujące, wyposażone zostały w aż 4 punktów masujące wraz z możliwością zmiany kierunku obrotu!
- Niezwykła prostota obsługi z wykorzystaniem 6 przycisków panelu kontrolnego!

### Specyfikacja:

- Materiał: ekoskóra (PU) + oddychająca siatka
- Napięcie wejściowe: 230V 50Hz (z sieci elektrycznej)
- Zasilacz sieciowy w komplecie
- Moc nominalna: 24W
- Dwa kierunki masażu z możliwością zmiany obrotu głowic
- 4 punkty masujące umieszczone na dwóch głowicach
- Wygodny panel kontrolny z 6 przyciskami
- Wysoka funkcjonalność: zmiana kierunku masażu, prędkości masażu, funkcja podgrzewania, tryb ECO oraz tryb inteligentny

### Instrukcja obsługi

- Podłącz urządzenie do dedykowanego zasilacza sieciowego 230V.
- Umieść masażer pod karkiem bądź inną częścią ciała.
- Uruchom masażer wciskając czerwony przycisk I/O na panelu kontrolnym. W tym momencie zaczną pracować dwie główce masujące.
- Aby zmienić kierunek masażu wciśnij przycisk oznaczony strzałkami. Główce przestaną się obracać i po około 1-2 sekundach zaczną się obracać w kierunku przeciwnym. Aby ponownie zmienić kierunek, wciśnij wspomniany przycisk jeszcze raz.
- Aby zmienić prędkość masażu (w skali 3 stopniowej), kolejno wciskaj przycisk oznaczony trzema kreskami różnej długości.
- Aby uruchomić funkcję rozgrzewania promieniami podczerwonymi wciśnij przycisk oznaczony falą. Główce masujące podświetlą się na czerwono, a urządzenie zacznie ogrzewać masowane miejsce ciała. Aby wyłączyć ogrzewanie, wciśnij ponownie przycisk oznaczony falą.

- Aby włączyć / wyłączyć tryb oszczędzania energii wciśnij zielony przycisk.
- Aby włączyć / wyłączyć tryb automatycznej zmiany kierunku masażu wciśnij przycisk oznaczony pomarańczową dłońią.
- Aby wyłączyć urządzenie wciśnij przycisk I/O na panelu kontrolnym. Główce masujące od razu zakończą pracę.

### Podstawowe środki ostrożności

- Nie korzystaj z urządzenia w wilgotnym środowisku oraz w temperaturze powyżej 40 stopni Celsjusza.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą. Nie zanurzaj go w wodzie! Może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym!
- **Nie wykorzystuj urządzenia do masażu delikatnych stref ciała, takich jak: nadgarstki, piersi, kolana, łokcie i miejsca intymne.**
- **Nie korzystaj z urządzenia w stanie nietrzeźwości!**
- Użytkowanie urządzenia (jak i wszelkich innych masażerów) przez kobiety ciężarne, ludzi przewlekle chorych oraz osoby w podeszłym wieku powinno zostać skonsultowane z lekarzem.
- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej po zakończonej pracy!

**UWAGA:** Pamiętaj, aby nie korzystać z urządzenia dłużej niż przez 10-15 minut jednorazowo

**UWAGA:** Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu!

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórzonego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

